



Kaasupullojen kuljetus ja säilytys

Woikoski Medical tarjoaa laadukkaat ratkaisut



WOIKOSKI
MEDICAL



Kaasupullokärryt

Pullojen turvalliseen kuljettamiseen ja säilyttämiseen

Woikoski Medicalin laajaan tuotevalikoimaan kuuluu kaikki kaasun kuljetukseen ja säilytykseen liittyvät tarvikkeet mm. kaasupullokärryt, kaasupullotelineet, pulloreput ja kantolaukut.



T203894

T203890

T203512

T205150



T204045

T204046

T204047

TUOTE	NIMIKE	KORKEUS	LEVEYS	SYVYYS	PAINO
Pulloteline 2-5 l	T203894	540 mm	185 mm	210 mm	1,6 kg
Pullokärry 2-7 l pullolle, <i>kromattu, sis. ripustuskoukku</i>	T203890	600 mm (960 mm)	430 mm	260 mm	2,6 kg
Pullokärry, 1 x 10 l <i>kromattu</i>	T203512	1230 mm	430 mm	410 mm	6,3 kg
Pullokärry 10 tai 20 l kaasupullolle	T205150	1060 mm	430 mm	340 mm	6,1 kg
Siirto/pullokärry 1 x 3 l <i>sis. ripustuskoukku, kiinnityspanta</i>	T205597	1010 mm	410 mm	380 mm	5,7 kg
Siirto/pullokärry 1 x 5 l <i>sis. ripustuskoukku, kiinnityspanta</i>	T204045	1010 mm	410 mm	380 mm	5,7 kg
Siirto/pullokärry 2 x 3 l <i>sis. ripustuskoukku, kiinnityspanta</i>	T204046	1010 mm	410 mm	380 mm	5,9 kg
Siirto/pullokärry 2 x 5 l <i>sis. ripustuskoukku, kiinnityspanta</i>	T204047	1010 mm	410 mm	380 mm	5,9 kg
Pullokärry, 4 pulloa max. 10 l	T203534	950 mm	415 mm	510 mm	15 kg
Pullokärry, 8 pulloa max. 10 l	T203535	950 mm	415 mm	900 mm	24 kg
Panta pullokärryyn <i>(T204046/T204047)</i>	T205723	185 mm	30 mm	-	0,05 kg
Panta pullokärryyn <i>(T204045/T205597)</i>	T205724	290 mm	290 mm	-	0,1 kg



T203534



T203535



T205723



T204491



T204492

TUOTE

NIMIKE

KORKEUS

LEVEYS

SYVYYS

PAINO

Laitekärry imulaitteet

T204491

1220 mm

540 mm

540 mm

5,9 kg

Laitekärry N2O

T204492

1220 mm

540 mm

540 mm

5,9 kg

Pulloreppujen materiaalina on MicrAgard plus, joka on erittäin kestävä, kaksipuolisesti TPU-päällystetty, soluprofilikangas. Materiaali on antibakteerinen, paloa hidastava ja helposti puhdistettava. Pullorepuissa on parannettu kemiallinen öljy- ja hankauskestävyys sekä suojaus ulkoisista lämpötilamuutoksista vastaan.

TUOTE

Pulloreppu 1 pullo, lääkkeellinen 2-3 l

Pulloreppu 2 pulloa, lääkkeellinen 2-3 l

Pulloreppu 2 pulloa, irrotettava sisäosa

NIMIKE

T203663

T203662

T204438



T203662



T204438



Kalibrointikaasujen säilytys



T203532

TUOTE

Kertakäyttöpullon kantolaukku
max. 2 pulloa, 1,7 l pulloille

Kertakäyttöpullon kantolaukku
max. 3 pulloa, 1,7 l pulloille

NIMIKE

T203531

T203532



WOIKOSKI
MEDICAL

Kaasupullotelineet

Seinäkiinnike pitää pullot turvallisesti pystyssä. Käytetään mm. kaasukeskuksissa yksittäisten pullojen turvalliseen kiinnittämiseen.



T203604

TUOTE

Pullotuki yhdelle pullolle 260 mm, 20-50 l

Pullotuki kahdelle pullolle 550 mm, 20-50 l

Seinäteline 1-kaasupullolle, 5-10 l

Seinäteline 2-kaasupullolle, 5-10 l

NIMIKE

T203603

T203604

T205556

T205557



WOIKOSKI
MEDICAL

Woikoski Medicalin asiakaspalvelu

Vastaanotamme lääkekaasu- ja sairaala-
tarviketilauksesi sekä vastaamme niihin
liittyviin kysymyksiin.

Asiakaspalvelu: medical@woikoski.fi

Tilaukset: tilaukset.medical@woikoski.fi

Puhelin: 040 166 2023



Meille liehuu
avainlippu.



woioskimedical.fi